



VIDEO LARYNGO SKOP

BF-DP

vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

verschiedene Einwegspatel für MAC, MIL und Difficult Airway.

einfache dokumentation.

Aufnahme von Bildern & Videos mittels Ein-Knopf-Bedienung

benutzerfreundliche bedienung.

Anti-Fog Kamera, mini HDMI Anschluss für Training- und Schulung.

langlebiger akku

Integrierter Akku mit über 120 Minuten Laufzeit. Wiederaufladbar.

optimale trainingsbedingungen

Mini-HDMI für Live-Streaming auf einen externen Monitor und USB-C für die Dateiübertragung auf einen Computer oder Laptop. Perfekt für Schulungszwecke

sichere dokumentation

Dokumentieren Sie die Intubation mit der integrierten Speicherkarte, auf der über 400 Videoaufnahmen oder mehr als 3 Millionen Bilder gespeichert sind.

vielseitige einsetzmöglichkeiten

Große Flexibilität durch eine große Auswahl an Einwegspateln für unterschiedliche Patientengruppen. MIL 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3 und MAC 4 sowie eine Spezialspatel für schwierige Intubationen (Difficult Airway).



benutzerfreundliche bedienung

Einfache Bedienung dank integriertem Touchscreen. Passen Sie Beleuchtung, Kontrast und Farbmanagement an

für rechts- und linkshänder

Ermöglicht durch übersichtliche und zentrale Anordnung des Bildschirms

hochwertige materialien

Monitor und Griff sind aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigt, was eine hochwertige Haptik sowie eine einfache Reinigung und Desinfektion gewährleistet.

HD kamera

Mit exzellenter Auflösung von 1280 x 720 px

verfügabe modelle.

Das Videolaryngoskop BF-DP ist in zwei verschiedenen Sets erhältlich: eines für Erwachsene (MAC) und eines für Neugeborene (MIL). Griffe sind auch einzeln erhältlich, sodass Benutzer das andere Set vervollständigen und beide Patientengruppen abdecken können.



MAC Version



MIL Version

komponenten & verbrauchsmaterial.



3.5" Touchscreen Monitor



MAC Handgriff für MAC 1 -
MAC 4 & DMA



Neonate Handgriff für
MILO Spatel



MIL 0

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

Difficult
Airway

technische spezifikationen.

Beschreibung		Technischer Index	REF	Beschreibung	Application	
Monitor	Bildschirm	3.5" Touchscreen	I-VL-01-0001	SET MAC	Monitor + Handgriff MAC	SET
	Auflösung	960 x 640 (RGB)	I-VL-01-0002	SET MIL	Monitor + Handgriff MIL	
	Betrachtungswinkel	> 70°	I-VL-02-0001	3.5" Touchscreen	LCD Monitor	KOMPONENTE
	Leistung	< 3W	I-VL-02-0002	Erw. Handgriff für MAC 1- 4 Spatel & DMA		
	Drehwinkel Links/rechts Vorne/Hinten	270° - 270° 190 - 190°	I-VL-02-0003	Neonate Handgriff für MIL 0 Spatel		
	Kamera	Konnektivität	Mini HDMI (gleichzeitig)	I-VL-03-001	Miller 0	Neonaten
Beleuchtung		> 150 LUX	I-VL-03-002	MAC 1	Kleinkinder	
Image / Video Funktion	Auflösung	1280 x 720	I-VL-03-003	MAC 2	Erw., klein	
	Image / Video function	Ja (mit Wiedergabe)	I-VL-03-004	MAC 3	Erw.	
	Output	USB-C to Computer	I-VL-03-005	MAC 4	Erw., groß	
Akku	Speichertyp	MicroSD 128GB	I-VL-03-006	DMA	Difficult Airway	
	Akkutyp	Wiederaufladbare Lithium Batterie				
	Kapazität	3.7V / 1450 mAh				
	Ladezyklen	ca. 500x				
	Betriebszeit	> 120 Minuten				
	Ladezeit	< 2 Stunden				
	Ladeanschluss	USB-C				

Nehmen Sie mit Ihrem lokalen Lieferanten kontakt auf

