



# VIDEO LARYNGO SCOPE

BF-DP

## **Applications polyvalentes.**

Différentes lames jetables pour MAC, MIL et voies aériennes difficiles.

## **Documentation simplifiée.**

Capturez des images et des vidéos avec une simple pression sur un bouton.

## **Utilisation intuitive.**

Caméra anti-buée, sortie mini-HDMI pour la formation.

## batterie longue durée

Batterie intégrée avec plus de 120 minutes d'autonomie.  
Rechargeable.

## conditions de formation

Mini-HDMI pour la diffusion en direct sur un moniteur externe et USB-C pour le transfert de fichiers vers un ordinateur ou un portable. Parfait pour les formations.

## documentation simple.

Documentez l'intubation avec la carte mémoire intégrée, qui peut stocker plus de 400 enregistrements vidéo ou plus de 3 millions d'images.

## applications polyvalentes.

Grande flexibilité avec une large gamme de lames jetables pour différents groupes de patients : MIL 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3, et MAC 4, ainsi qu'une lame spécialisée pour les intubations difficiles (Difficult Airway).

## utilisation conviviale

Facile à utiliser grâce à son écran tactile intégré. Réglez l'éclairage, le contraste et la gestion des couleurs.

## conçu pour les utilisateurs droitiers et gauchers.

Facilité d'utilisation grâce à l'agencement clair et central de l'écran.

## matériaux de haute qualité.

Le moniteur et la poignée sont fabriqués à partir d'un alliage d'aluminium spécial, garantissant une sensation de qualité et un nettoyage et une désinfection faciles.

## caméra HD

Avec une excellente résolution de 1280 x 720 px.



## configurations disponibles.

Le vidéo-laryngoscope BF-DP est disponible en deux ensembles différents : un pour adultes (MAC) et un pour nouveau-nés (MIL). Les poignées sont également disponibles séparément, permettant aux utilisateurs de compléter l'autre ensemble et de couvrir les deux groupes de patients.



**MAC Version**



**MIL Version**

## composants et consommables.



3.5" Touchscreen Monitor



Poignée MAC pour MAC 1 -  
MAC 4 et DMA.



Poignée pour nouveau-né  
pour lame MIL 0.



MIL 0

MAC 1

MAC 2

MAC 3

MAC 4

Difficult  
Airway

## spécifications techniques.

| Parts                       | Description   | Technical Index                 |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Moniteur                    | Écran   | 3.5" Touchscreen                |
|                             | Résolution  | 960 x 640 (RGB)                 |
|                             | Angle de vue  | > 70°                           |
|                             | Puissance   | < 3W                            |
|                             | Angle de rotation<br>Gauche/droite<br>Avant/arrière | 270° - 270°<br>190 - 190°       |
|                             | Connectivité  | Mini HDMI<br>simultanément      |
| Caméra                      | Illuminance   | > 150 LUX                       |
|                             | Résolution  | 1280 x 720                      |
| Fonction<br>image/<br>vidéo | Fonction<br>image/vidéo                             | Oui (avec lecture)              |
|                             | Sortie de données                                   | USB-C vers<br>ordinateur        |
|                             | Type de mémoire                                     | MicroSD 128GB                   |
| Batterie                    | Type de batterie                                    | Rechargeable<br>Lithium Battery |
|                             | Capacité  | 3.7V / 1450 mAh                 |
|                             | Durée de vie de la<br>batterie                      | environ 500 fois                |
|                             | Temps de travail de la<br>batterie                  | > 120 minutes                   |
|                             | Temps de charge                                     | < 2 heures                      |
|                             | Port  | USB-C                           |

| REF          | Description                                  | Application                  |              |
|--------------|--|------------------------------|--------------|
| I-VL-01-0001 | SET MAC                                      | Moniteur<br>+ Poignée<br>MAC | SET          |
| I-VL-01-0002 | SET MIL                                      | Moniteur +<br>Poignée MIL    |              |
| I-VL-02-0001 | 3.5" Touch-<br>screen                        | LCD<br>Moniteur              | COMPOSANT    |
| I-VL-02-0002 | Poignée adulte pour lames<br>MAC 1-4 et DMA. |                              |              |
| I-VL-02-0003 | Poignée pour nouveau-né<br>pour lame MIL 0.  |                              |              |
| I-VL-03-001  | Miller 0                                     | Neonate                      | CONSOMMABLES |
| I-VL-03-002  | MAC 1  | Pediatric                    |              |
| I-VL-03-003  | MAC 2  | Petit adulte                 |              |
| I-VL-03-004  | MAC 3  | adulte                       |              |
| I-VL-03-005  | MAC 4  | Grand adulte                 |              |
| I-VL-03-006  | DMA  | Difficult<br>Airway          |              |

Distributeur local :